



## Kit de soluții tampon pH de unică folosință SINGLET, pH 4,01 și 7,00, pachet 2x10 bucăți

Nr. produs: 2769920

RON Preț (fără TVA): Contact  
Disponibil

### Pachete de soluție Singlet<sup>™</sup>

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Plicuri din foi sigilate cu soluții tampon pH. pH-ul este  $\pm 0,02$  la 25°C. Pachet de 10 bucăți cu pH 4,01 și 10 bucăți cu pH 7,00, 20 mL fiecare

#### Ideală pentru analize pe teren

Plicurile sigilate sunt ușor de transportat - fără riscul de a se vărsa.

#### Ușor de utilizat

Deschideți plicul și introduceți electrodul.

#### Proaspătă și sigură

Plicurile din folie previn contaminarea și expunerea la aer.

#### Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

---

### Specificații

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Cantitate:              | 2 pks of 20 buc.                         |
| Cod culoare?:           | Da                                       |
| Condiții de depozitare: | 10 - 25 °C (protejată împotriva luminii) |
| Descriere:              | Reactiv de calibrare tampon pH           |
| Note speciale:          | Eliminați soluția după utilizare         |
| Package settings:       | Singlet                                  |
| Trasabilitate NIST:     | Da                                       |
| Valoare pH :            | 4,01 și 7,00 $\pm 0,02$ pH la 25°C       |