



Soluție standard de clorură, 1000 mg/L, 500 mL

Nr. produs: 18349
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții standard pentru electrodul ion-selectiv (ISE) pentru analizele de laborator

Soluție standard ISE. Clorură, 1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^- (NIST). Recipient de 500 mL

Trasabilă NIST

Este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale ISE o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului ion-selectiv.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentrație:	1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^-
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Soluție standard de clorură sub formă de Cl^- (NIST)
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	Clorură
Platforma:	Soluție

Accesorii necesare

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)