



## Stativ, tub de testare, polietilenă, 30 mm (diam. ext.), 21 găuri

Nr. produs: 2497904

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Stativul cu 21 de poziții este realizat dintr-un tip special de polipropilenă, care se scufundă în apă, împiedicând plutirea stativelor când acestea sunt imersate. Autoclavabil. Stivuibil și autoclavabil. Dimensiuni generale: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5"). Culoarea poate varia.

---

### Specificații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Cantitate:          | 1 each |
| Diametru:           | 30 mm  |
| Dispunere eprubete: | 3 x 7  |
| Orificii eprubeta:  | 21     |