



Electrod de pH Intellical PHC101 umplut cu gel, cu întreținere minimă, de laborator, cablu de 3 m

Nr. produs: PHC10103

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Intellical PHC101 este un electrod de pH digital combinat, cu senzor de temperatură încorporat. PHC101 necesită întreținere minimă, datorită racordului de referință unic deschis, umplut cu gel, fără posibilitate de reumplere. Versiunea pentru laborator a acestui electrod de pH este protejată la șocuri, având corpul din plastic și epoxid, ce asigură protecție până la elementul de detectare cu balon de sticlă. Electrocul este disponibil cu un cablu de 3 sau 1 m. Electrocul PHC101 este ideal pentru măsurarea pH-ului din apele reziduale, apa potabilă și din aplicațiile generale cu apă. PHC101 nu poate fi utilizat cu solvenți organici sau cu probe cu pH mai mic de 2.

Intellical PHC101 oferă un răspuns rapid și stabil în aplicațiile cu ape reziduale

Sondă robustă unică cu gel și racord de referință deschis, concepute special pentru măsurarea pH-ului în apele reziduale.

Sonda Intellical digitală de pH asigură trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurărilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei

Sonda Intellical digitală de pH alertează utilizatorul atunci când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Sonda digitală pH Intellical poate fi mutată între instrumentele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acesteia sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	pH $\pm 0,02$
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Aplicatie:	Clean & Dirty Samples
Caracteristici speciale:	Referință cu racord dublu
Conținutul cutiei:	Electrod de pH Intellical PHC101 de laborator, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	pH 2 - 14
Domeniu de temperatură:	0 - 50 °C
Garanție:	6 luni
Greutate:	0,15 kg
Joncțiune:	Joncțiune deschisă
Kit?:	Nu
Lungime:	175 mm
Lungime cablu:	3 m
Method Type:	Câmp: element de referință cu gel fără posibilitate de reumplere
Parametru:	pH

Product Kit:	Model: PHC101
	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	0,001/0,01/0,1
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Rășină epoxidică
Sodium (Alkalinity) error:	Între -0,6 pH și pH 12,6 în 1 M NaOH
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: pH
	Adâncime probă minimă (mm): 20
Tip electrod:	Element de referință cu gel, fără posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Sticlă pH

Conținutul cutiei

Electrod de pH Intellical PHC101 de laborator, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.