



Sension+ Electrode combinat de pH cu gel (utilizare generală)

Nr. produs: LZW5010T.97.002

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Electrod de pH rentabil, umplut cu gel, cu diafragmă ceramică. Compensare automată a temperaturii. Corp din policarbonat. Domeniu între 0 și 14 pH, între 0 și 80 °C. Cablu de 1 m. Pentru instrumentele de laborator.

Acest electrod de pH cu necesități reduse de întreținere este potrivit pentru măsurători generale în medii apoase. Un element de protecție la depozitare previne ruperea și evită presurizarea excesivă a diafragmei.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Specificații

Acuratete:	pH 0,02 cu aparat de măsurat pH3
Caracteristici speciale:	Diafragmă ceramică
Conector:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 130 mm
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Domeniu de temperatură:	Utilizare continuă: 0 – 80 °C
Garanție:	6 luni
Jonctiune proba:	Conector ceramic
Lungime:	130 mm
Lungime cablu:	1 m
Material:	Corp senzor: policarbonat
Parametru:	pH
Senzor de temperatura:	Pt 1000
Soluție de umplere:	Nu poate fi reumplut cu gel
Termistor:	Pt1000
Tip electrod:	Laborator
Tip senzor:	Sticlă