



Pernuțe cu soluție tampon nutrient BOD respirometric, pachet 50 bucăți

Nr. produs:	2962266
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Pentru utilizare cu aparatura BODTrak II. Respectă cerințele metodei standard 5210 D. A se utiliza o singură pernuță pentru fiecare recipient de probă. Inclus cu aparatura BODTrak II (2952400) și setul de reactivi BODTrak II cu recipiente (2952440).

Specificații

Aplicatie:	Pregătirea apei de diluție
Cantitate:	50 buc.
Descriere:	Nutrienți și soluție tampon
Formula:	Nutrienți și soluție tampon
Package settings:	Pernuțe de pudră