



Pachet Aplicație Titrare Apă: Duritate Ca & Mg (ISE)

Nr. produs: AP0003.AT1112

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Pachet Aplicație pentru determinare Duritate Calciu & Magneziu în apă. Potrivit pentru Titralab Seria AT1000, Titrator Automat Modelele AT1112/AT1122/AT1222.

Specificații

Aplicație:	Aplicații Apă
Conținutul cutiei:	Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.
Garanție:	24 luni
Instrumente compatibile:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametru:	Duritate Ca & Mg (ISE)
Tip:	Application Pack

Conținutul cutiei

Pachetul de Aplicație conține seringă de sticlă, pahare gradate de plastic, bară agitare magnetică, aplicație pre-programată pe stick USB, electrod, adaptor conic, dop sticlă.