



Pipetă electronică variabilă Tensette plus

Nr. produs: **BBP087**

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Precizie excelentă: pipetă electronică Tensette plus

Pipetă electronică, volum variabil 0,2 - 5,0 mL, dotată cu suport, baterie și sursă de alimentare

Vârfurile sunt comercializate separat.

Navigare cu meniu intuitiv

Volume preprogramate pentru teste cuvetă LCK

Exactă și sigură

Ușor și sigur de manevrat

Specificații

Conținutul cutiei: Pipetă electronică 0,2 - 5,0 mL, suport, baterie, sursă de alimentare, manual de bază.

Vârfurile nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.

Conținutul cutiei

Pipetă electronică 0,2 - 5,0 mL, suport, baterie, sursă de alimentare, manual de bază. Vârfurile nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.