



Soluție de amoniu standard 50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, 100 mL

Nr. produs:	LCA503
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Soluție de amoniu standard cu 50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$ pentru verificările de control al calității cu testul cuvetă pentru amoniu LCK503. De asemenea, LCA503 este adecvat pentru verificări ale calității cu analizorul de amoniu Amtax sc.

Specificații

Cantitate:	100 mL
Concentrație:	50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Parametru:	Amoniu