



Addista Soluție etalon pentru parametri multipli

Nr. produs: LCA706

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Sistem pentru asigurarea calității analitice(AQA), constând dintr-o soluție combinată etalon/adaos dozat și două soluții de testare independentă.

Aplicabilă pentru testele

<TableBullet/>LCK521 Urme de fier, 0,01-1,0 mg/l Fe

<TableBullet/>LCK529 Urme de cupru, 0,01-1,0 mg/l Cu

<TableBullet/>LCK537 Urme de nichel, 0,05-1,0 mg/l Ni

<TableBullet/>LCW032 Mangan, 0,02-5,0 mg/l Mn

Specificații

Condiții de depozitare: 2 - 8 °C (a se păstra la frigider)

Descriere: Soluție etalon ADDISTA pentru parametri multipli

Parametru: ADDISTA

Platforma: LCA