



Test cuvetă COD-ISO 15705, 0-1000 mg/l O₂

Nr. produs:

LCI400

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Concentrații exacte ale formulei aprobate de ISO

Foarte exact

Predozat și gata de utilizare

Fără contact cu reactivul toxic

Serviciu de eliminare/reciclare

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Descriere:	Consum chimic de oxigen
Domeniu de măsurare:	0 - 1000 mg/L O ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	24 teste, un martor
Nume metoda:	ISO 15705
Parametru:	COD
Platforma:	LCK
Standard method:	ISO 15705