



Test cuvetă pentru potasiu, 8-50 mg/l K

Nr. produs:

LCK328

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	8 - 50 mg/L K
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	Kalignost
Parametru:	Potasiu
Platforma:	LCK