



## Test cuvetă pentru molibden, 3-300 mg/l Mo

Nr. produs:

LCK330

RON Preț (fără TVA):  
Disponibil

Contact

Produse periculoase



### Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

### Valori exacte și sigure ale măsurărilor

### Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

### Dozare simplă și fără erori a reactivilor

### Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

### Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

---

## Specificații

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 2 - 8 °C (a se păstra la frigider) |
| Domeniu de măsurare:    | 3 - 300 mg/L Mo                    |
| EPA compliant:          | N/A                                |
| Instrument:             | DR3900, DR6000, DR1900             |
| Numar teste:            | 24                                 |
| Nume metoda:            | Acid tioglicolic                   |
| Parametru:              | Molibden                           |
| Platforma:              | LCK                                |