



Test cuvetă pentru nitrit, 0,015- 0,6 mg/l NO₂-N

Nr. produs:

LCK341

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru și calibrare Truecal

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Azotit
Domeniu de măsurare:	0.015 - 0.6 mg/L NO ₂ -N
Domeniu de măsurare :	0,05 - 2 mg/L NO ₂
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Parametru:	Nitrit
Platforma:	LCK
Standard method:	EN ISO 26777
Truecal:	Da