



Test cuvetă pentru amidon, 2-150 mg/l

Nr. produs:

LCK357

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	test cuvetă pentru amidon solubil
Domeniu de măsurare:	2 - 150 mg/L Amidon
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Metoda Hach
Parametru:	Amidon
Platforma:	LCK