



Test cuveta pentru zirconiu, 6-60 mg/L Zr

Nr. produs:

LCK364

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Primul test specific rapid și ușor de utilizat care ajută la evaluarea concentrației de zirconiu în timpul procesului de pasivizare.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Ajută la ajustarea cantității corecte de zirconiu în cadrul procesului

Ajută la minimizarea consumului de substanțe chimice și a costurilor în procesele de acoperire pe bază de zirconiu

Ajută la garantarea unei înalte calități constante a produsului

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	6 - 60 mg/L
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	Metodă SurTec/Hach
Parametru:	Zirconiu
Platforma:	LCK