



Test cuvetă pentru TOC (metoda purjării) 300-3000 mg/l C

Nr. produs:

LCK387

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Carbon organic total
Domeniu de măsurare:	300 - 3000 mg/L C
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	da
Numar teste:	25
Nume metoda:	EN 1484, DIN 38409-H3
Parametru:	TOC
Platforma:	LCK
Standard method:	EN 1484