



Set de filtrare prin membrane cu 50 de filtre membranare, 1,2 µm

Nr. produs:	LCW904
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Setul conține 50 de membrane de filtrare speciale (1,2 µm) și o seringă de unică folosință (10 ml). Pentru filtrarea probelor tulburi în vederea determinării ingredientelor dizolvate.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Pretratarea probelor în cazul probelor tulburi
Note speciale:	Setul conține 50 de membrane de filtrare speciale (1,2 µm) și o seringă de unică folosință (10 ml)
Numar teste:	50
Parametru:	Set de filtrare prin membrane (1,2 µm)