



pH electrode for general use, 10 m fixed cable

Nr. produs: LZX472

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Suitable for pH measurements in waste water treatment plants. Without in-built temperature element.

Specificații

Adancime imersie:	105 mm
Aplicatie:	Wastewater
Condiții de operare:	0 - 80 °C
Conector:	Fixed cable
Diafragma:	Double ring diaphragm, porous PTFE
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Electrod de referință:	Ag/AgCl
Electrolit:	KCl/AgCl + KNO ₃ Gel
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	3,5 bar
Lungime:	140 mm
Lungime cablu:	10 m fixed cable
Reference system:	Ag/AgCl
Senzor de temperatura:	None