



SOTA10 pH electrode, 10 m fixed cable, without T-sensor

Nr. produs: LZX587

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Standard glass and reference system

Specificații

Adâncime imersie:	105 mm
Condiții de operare:	0 - 80 °C
Diafragma:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Electrolit:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	3,5 bar
Lungime:	140 mm
Lungime cablu:	10 m fixed cable