



Tube, culture, 16 x 150 mm, screw cap, 10/pk

Nr. produs: 1436120

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Cap has a firmly bonded rubber liner providing a sure and highly inert sealing surface.

Specificații

Cantitate:	10 /pk
Capacitate:	Capacity to Neck 20 mL
Caracteristici speciale:	Tube, 16 x 150 mm
Diametru:	16 mm
Dimensiuni (A x L):	16 mm x 150 mm
Lungime:	150 mm