



Soluție standard de amoniac, 1000 mg/L, 1 L

Nr. produs: 2354153
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Soluții standard pentru electrodul ion-selectiv (ISE) pentru analizele de laborator

Soluție standard ISE. Amoniac, 1000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Recipient de 1 L

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale ISE o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului ion-selectiv.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	1 L
Concentrație:	1000 mg/L ± 20 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Soluție standard de amoniac
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	Amoniu
Platforma:	Solu#ie