



Kit de soluții tampon, cod de culoare, pH 4,01, pH 7,00 și pH 10,01, 500 mL

Nr. produs: 2947600
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Economisiți la achiziția pachetelor de 3 soluții tampon pH!

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Pachet de 3 soluții tampon pH cu cod de culoare. pH-ul este $\pm 0,02$ unități pH. Recipiente de 500 mL cu pH 4,01, 7,00 și 10,01

Reducere a costurilor cu 33% la achiziția unui singur recipient

Specificații

Cantitate:	3 pk of 500 ml
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Package settings:	Recipient
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	4,01, 7,00 și 10,01 $\pm 0,02$ pH la 25°C