



Soluție standard cu apă naturală, 3000 ppm Solide totale dizolvate (TDS), 50 mL

Nr. produs: 2974826
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expirării

Soluții standard de conductivitate pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție standard cu apă naturală. 40% sulfat de sodiu/40% bicarbonat de sodiu/20% clorură de sodiu. TDS: 3000 ppm $\pm$ 30 ppm, Conductivitate: 3960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm la 25°C. Recipient de 50 mL cu capac cu clapetă pentru scurgere.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurători precise ale conductivității o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea celulei de conductivitate.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	50 mL
Concentrație:	3960 μ S/cm la 25°C $\pm$ 39,6 μ S/cm la 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	TDS/Soluție pentru calibrarea conductivității
Formula:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	TDS
Platforma:	Solu#ie
Trasabilitate NIST:	Da