



Agent reducător pentru setul de reactivi pentru apa încălzită

Nr. produs:

LCW250

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru concentrații de 0,05-1,0 mg/L DEHA

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Agenti reducători pentru apă încălzită (dezoxidanți)
Domeniu de măsurare:	0.05 - 1.0 mg/L DEHA
Numar teste:	100
Nume metoda:	Metoda reducerii fierului
Parametru:	Agent reducător