



Service la fa#a locului Plus Analizor TOC-TN-TP BioTector B7000

Nr. produs:

S-FIEP2-B7TNTTP

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Service Hach – protejați-vă investiția și asigurați-vă liniștea

Cu Planurile de service Hach, aveți un partener global care vă înțelege nevoile și căruia îi pasă de livrarea la timp a serviciilor de calitate superioară, în care puteți avea încredere. Echipete noastre de asistență tehnică, de service pe teren și de service la sediu colaborează, cu expertiza lor unică, pentru a vă ajuta să maximizați timpul de funcționare a instrumentului, să asigurați integritatea datelor, să mențineți stabilitatea operațională și să reduceți riscurile legate de conformitate. Toate acestea la un cost anual fix, care elimină cheltuielile neplanificate.

Programul de service la fața locului Plus oferă aceste elemente de acoperire pentru a vă ajuta să stabiliți, să extindeți și să vă creșteți performanțele:

Calibrare/certificare

Știm cât de importantă este calibrarea și certificarea instrumentelor pentru menținerea conformității cu reglementările. Ca parte din fiecare serviciu pe care îl furnizăm, noi verificăm dacă instrumentul funcționează conform specificațiilor noastre din fabrică și vă oferim documentația de care aveți nevoie pentru a minimiza riscurile legate de conformitate.

Întreținere de rutină

Fiecare instrument de analiză necesită un anumit nivel de întreținere de rutină pentru a asigura precizia și a minimiza timpul de nefuncționare. Cu un plan de service Hach, noi vă ușurăm munca, ajutându-vă să vă gestionați programul de întreținere conform necesităților specifice pentru fiecare instrument. Atunci când alegeți Hach, puteți fi sigur că se folosesc piese de cea mai bună calitate și că lucrările se realizează corect.

Întreținere avansată

Ușurința în utilizare și întreținerea de rutină mai simplă vin la pachet cu o complexitate internă care necesită instrumente și abilități speciale, pe care echipa de service Hach vi le oferă, datorită calificărilor sale unice. Serviciile noastre de întreținere avansată, inclusiv diagnosticarea în profunzime a sistemelor, detectează și previn potențialele probleme care pot degrada performanța sau pot reduce durata de viață a instrumentului.

Specificații

Conținutul cutiei:

Service la fa#a locului Plus Analizor TOC-TN-TP BioTector B7000

2x/an

Cu programul Field Plus Service, beneficiați de o mentenanță preventivă conform recomandărilor producătorului, servicii de mentenanță realizate de tehnicieni de service calificați Hach ce vă garantează o funcționare îndelungată a echipamentelor.

În cadrul acestui pachet sunt incluse toate piesele și consumabilele ce se schimbă la intervalele bine delimitate de către producător

Serviciile anuale constau în:

- Serviciile de mentenanță preventivă on-site
- Pausalul de deplasare

- Toate piesele si consumabilele necesare interventiilor conform specificatiilor producatorului
 - Angajamentul nostru de a raspunde la solicitare in 4 zile lucratoare
-

Conținutul cutiei

Service la fa#a locului Plus Analizor TOC-TN-TP BioTector B70002x/anCu programul Field Plus Service, beneficiati de o mentenanta preventiva conform recomandarilor producatorului, servicii de mentenanta realizate de tehnicieni de service calificati Hach ce va va garanta a functionare indelungata a echipamentelor.In cadrul acestui pachet sunt incluse toate piesele si consumabilele ce se schimba la intervalele bine delimitate de catre producator Serviciile anuale constau in:- Serviciile de mentenanta preventiva on-site- Pausalul de deplasare- Toate piesele si consumabilele necesare interventiilor conform specificatiilor producatorului - Angajamentul nostru de a raspunde la solicitare in 4 zile lucratoare