



Colorimetru portabil Pocket Colorimeter DR300, Clor, Liber + Total, cu casetă

Nr. produs:

LPV445.99.00110

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Ultima generație de instrumente portabile

Reduce dificultățile de colectare a datelor, elimină erorile de transcriere și asigură o monitorizare mai fermă a conformității.

Dispozitivul DR300 păstrează moștenirea Pocket Colorimeter de fiabilitate, oferind o capacitate de transfer de date de ultimă oră și conexiune la Claros*.

Beneficii cheie:

- fotometru portabil cu un singur parametru
- funcționare cu baterie pentru maxim 5000 teste
- design robust, rezistent la apă (IP67)
- design simplu, intuitiv

Livrat cu:

- cutie de transport solidă personalizată (4660200)
- baterii incluse
- celule de probă (2427606)
- mod manual

Vă rugăm să rețineți că reactivii nu sunt incluși în kit și trebuie achiziționați separat.

*Conectivitatea la Claros este disponibilă momentan doar în SUA, Canada și UE.

Fiabil

Din 1993, Hach continuă să furnizeze reactivi și colorimetre premium, oferind măsurători fiabile și precise.

Simplu

Operarea simplă și intuitivă reduce potențialele erori manuale, asigurând date exacte ale măsurătorilor, în care puteți avea încredere, din nou și din nou. Afișajul mai mare cu retroiluminare îmbunătățește citirea măsurătorilor și mai ușoară în orice condiții.

Durabil

Design robust, carcasă impermeabilă (IP67), rezistentă indiferent de condițiile din teren (căderi, temperaturi extreme, ploaie și murdărie).

Specificații

Absorbanta:	0 - 2,5 mAbs
Alimentare electrică:	Patru baterii alcaline AAA; durata de viață aproximativă este de 5000 de teste
Caracteristici speciale:	Cu casetă
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67, rezistent la apă, 30 de minute la o adâncime de 1 m
Compatibilitate cuve:	1 cm (10 ml), 25 mm (10 ml)
Condiții de operare:	0 - 50 °C; 0 - 90% umiditate relativă (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Fiecare Pocket Colorimeter DR300 este livrat sub forma unui kit gata de utilizare, într-o cutie de transport solidă personalizată (4660200), care include baterii, cuve (2427606) și manual. Reactivii trebuie să fie achiziționați separat.
Detector:	Fotodiodă siliconică
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Domeniu de măsurare:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,25 kg
Inregistrator date:	Ultimele 50 măsurători
Latime de banda spectrala:	Lărgime de bandă a filtrului de 15 nm
Lungime de unda:	528 ±2 nm
Metoda de măsurare:	DPD
Monitor:	LCD cu iluminare de fundal
Parametru:	Clor, liber + total
Region:	UE
Sursă lampă:	Diodă luminiscentă (LED)

Conținutul cutiei

Fiecare Pocket Colorimeter DR300 este livrat sub forma unui kit gata de utilizare, într-o cutie de transport solidă personalizată (4660200), care include baterii, cuve (2427606) și manual. Reactivii trebuie să fie achiziționați separat.