



Soluție tampon, pH 7,00, 1000 mL

Nr. produs: 2283553
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expedierii

Soluție tampon de calitate, de culoare galbenă pentru identificare ușoară. Trasabilă NIST. pH este de $7,00 \pm 0,02$ la 25°C.

Specificații

Cantitate:	1000 mL
Cod culoare?:	Da
Concentrație:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Descriere:	Soluție tampon, (culoare galbenă) (NIST)
Platforma:	Solu#ie
Valoare pH :	$7,00 \pm 0,02$ pH