



Reactivi Chemkey pentru fluoruri (cutie de 25)

Nr. produs: 9878000

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Chemokey pentru fluoruri, pentru analizorul portabil SL1000

Pentru determinarea fluorurilor folosind metoda Hach 10312

Mai puțină variabilitate

Automatizarea și controlul temperaturii interne fac întregul proces consecvent și repetabil, aplicând în același timp aceleași procese ca și metodele Hach curente. Evitați etapele manuale care pot introduce variabilitate, chiar și când sunt efectuate de laboranți cu experiență.

Mai puține complicații

Toate substanțele chimice și procesele se găsesc integral în interiorul Chemkey. Nu există pernuțe de pudră sau fiole din sticlă de manipulat.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,10 - 4,0 mg/L F
Instrument:	SL1000
Numar teste:	25
Parametru:	Fluorură