



Chemkey pentru mangan, interval ridicat (cutie de 25)

Nr. produs: 3007000

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Chemkey pentru mangan, interval ridicat, pentru analizorul portabil SL1000

Pentru determinarea manganului folosind metoda Hach 10319

Mai puțină variabilitate

Automatizarea și controlul temperaturii interne fac întregul proces consecvent și repetabil, aplicând în același timp aceleași procese ca și metodele Hach curente. Evitați etapele manuale care pot introduce variabilitate, chiar și când sunt efectuate de laboranți cu experiență.

Mai puține complicații

Toate substanțele chimice și procesele se găsesc integral în interiorul Chemkey. Nu există pernuțe de pudră sau fiole din sticlă de manipulat.

Specificații

Cantitate:	25 teste/pachet
Domeniu de măsurare:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Instrument:	SL1000
Numar teste:	25
Parametru:	Mangan